



















PANORAMA
PROTHÉTIQUE

Naturall+ ø3
Naturactis ø3

PROTHÈSE SCELLÉE SUR PILIERS DROITS ET ANGULÉS

			MP - Ø 3
TEMPORISATION			
Piliers de cicatrisation 10 N.cm	h 1		NCL_30.23
	h 3		NCL_30.45
	h 5		NCL_30.67
Pilier temporaire anti-rotationnel + vis : NVP 31 20 N.cm			NPS_PPT30.1
EMPREINTE			
Transfert Pop-in + vis : NPS VTB 14 156 5 N.cm			NPI_31
Transfert Pick-up + vis : NPS VG 14 200 5 N.cm			NPE_T30
Analogue d'implant			NLA_H30
Scanbody direct implant + vis : NVP 31 5 N.cm			ETK_NA30.SB
Vis guide de laboratoire	Moyenne		NPS_VG14.200
	Longue		NPS_VG14.250
RESTAURATION FINALE			
Piliers droits + vis : NVP 31 20 N.cm	h 1		NPS_PD30.06
	h 3		NPS_PD30.26
	h 5		NPS_PD30.46
Piliers angulés 7° + vis : NVP 31 20 N.cm	h 1		NPS_PA30.07.1
	h 3		NPS_PA30.07.3
Piliers angulés 15° + vis : NVP 31 20 N.cm	h 1		NPS_PA30.15.1
	h 3		NPS_PA30.15.3
Pilier de surcoulée base or + vis : NVP 31 20 N.cm			NPS_PS30.16
Pilier de surcoulée base chrome-cobalt + vis : NVP 31 20 N.cm			NPS_PCC30.16
Interface Esthétibase anti-rotationnelle + vis : NVP 31 20 N.cm	h 1.5		NPC_PTO30.16
	h 3		NPC_PTO30.26

PROTHÈSE SCELLÉE SUR PILIERS DIRECT CLIP

			EP - Ø 3.6
MISE EN PLACE DU PILIER DÉFINITIF			
Piliers Direct Clip 30 N.cm	h 1		NPS_PP30.55.1
	h 3		NPS_PP30.55.3
	h 5		NPS_PP30.55.5
TEMPORISATION			
Capuchon de protection			APS_CP36.55
EMPREINTE			
Transfert clipsable			APS_TCP36.55
Transfert clipsable évidé pour pilier retouché			APS_TCP36
Analogue de pilier Direct Clip			APS_H36.55
RESTAURATION FINALE			
Chapes calcinables	Rotationnelle		APS_BCC36.100
	Anti-rotationnelle		APS_BCO36.100
KITS DIRECT CLIP			
Prothèse unitaire			NPS_KIT_E05
Prothèse plurale			NPS_KIT_EC5

h = hauteur supra-implantaire

PROTHÈSE AMOVIBLE SUR PILIERS O-RING

MISE EN PLACE DES PILIERS DÉFINITIFS			
Pilier O-Ring 30 N.cm			NPA_OR31.29MALE
EMPREINTE			
Prise d'empreinte Pop-in sur piliers O-Ring			
Analogue de pilier O-Ring			OPS_HOBI
RESTAURATION FINALE			
Anneau O-Ring livré avec un joint 60 shores			UPA_FOR52
Joints O-Ring	50 shores		UPA_JOR50
	60 shores		UPA_JOR60
	70 shores		UPA_JOR70